




Lakansskydd Eldner

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består av polyester som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.



Bruksanvisning Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptions-förmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen.

Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens brädd.

Benämning	Absorba Lakansskydd Eldner
Varumärke	Absorba
Sanicare art nr	1169
Antal produkter/förpackning, st	3
Vikt per produkt, g	525
Totalyta, cm	85x190
Liggytan, cm	85x90
Abskap SS 8760033:2015 (ml)	1865
Material liggyta	50% bomull, 50% polyester
Material undersida	100% Polyester
Bäddflikar	65% Polyester, 35% bomull
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	95% Polyester, 5% Rayon
Tvättråd	 Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.
Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)	Ca 450
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen vid förflyttning, vid varje förflyttning/positionering görs en riskbedömning om säkerhetsåtgärder måste vidtas! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.



sanicare