



## Padding till kryckor

Padding är ett tillbehör till krycka med standard hårt handtag som är till för att minska trycket i handen. Produkten placeras enkelt över handtaget med hjälp av karborreband.

Montering: Placera padden på handtaget så att kardborren hamnar nedåt. Var noga med att hela karborredelen sluts tätt så att det inte blir några vassa kanter som skaver mot fingrarna

<b>Benämning</b>	Polstring
<b>Utförande</b>	Standard
<b>Sanicare art nr</b>	142sw
<b>Material</b>	Neopren
<b>Rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
<b>Kasseras</b>	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte latex eller pvc

**Art 142sw**



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318