



Hållare till krycka eller käpp

En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda.

Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet.

Hållaren placeras smidigt runt kryckans/käppens rör och sedan kan man enkelt placera den genom att hänga kryckan/käppen på t.ex. en bordsyta (se abb 1) eller klämma fast hållaren under en kant (abb2) då kryckan/käppen är fixerad i golvet.

Benämning	Käpphållare
Sanicare art nr	158
Antal produkter/förp. st	1
Max rördiameter, mm	25
Material	polypropylene
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte latex eller pvc




Abb. A




Abb. B



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



OBS! Var noga med att käpphållaren är väl förankrat med underlaget.



Reg.-Nr.: MQ 0115318