

## Upphandlat sortiment Västerbottens Kommun start 2015-06-04

### Sanicare urinflaska för män

Urinflaska med lock, för män. Volymen är 1000 ml med gradering. Material PP.

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr
2906	412884



Sanicare art nr 2906

### Absorba Sittskydd med Anti-halk (AH)

Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och högabsorberande absorptionsmaterial.

**Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!**



Sanicare art nr 1297

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Storlek	Färg
1297	200066	45x45 cm	Grön

### Absorba Kombi-glid med handtag och undersida med glidyta, med eller utan bäddflikar

Kombiglid har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Kombiglid har en under-sida av lågfriktionsmaterial och handtag som underlättar vändning. Ytskiktet är i borstad polyester om gör att ytan känns torr även efter läckage. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. **Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!**



Sanicare art nr 10391 utan bäddflikar




Sanicare art nr 12421 med bäddflikar

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Mått
12421	210757	85x90cm(85x180cm inkl bäddflikar)
10391	100301	85x90cm utan bäddflikar

## Absorba lakansskydd Kameleont

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Det blå ytskiktet ind-ikerar med en färgförändring att lakansskyddet blivit blött. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är av blå lakansväv av polyester/bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskydden har bäddflikar för att fixera skyddet runt madrassen. **Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!**



Sanicare art nr BI7136

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Mått
BI7136	100706	85x90cm(85x190cm inkl bäddflikar)

## Absorba Madrassskydd

Tvättbara madrassskydd med vätskespärren skyddar effektivt mot väta, fläckar och nedsmutsning. Vätskespärren förhindrar dessutom att dam och kvalster vandrar mellan sängkläder och madrass. Resår i sidorna gör att skyddet ligger stilla i sängen. **Obs! Använd ej sköljmedel!**



Sanicare art nr 12092

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Mått
12092	231576	90x200cm

## Sanicare Nattdräkt med korta/långa ben

Sanicare nattdräkt underlättar vården av dementa och inkontinenta patienter. Inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat och därmed minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar på höger axeln, och försvårar för patienten att själv ta av sig inkontinensskyddet. Passar både till män och kvinnor.



Sanicare art nr 6202

Sanicare art nr 6102

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Storlek	Ben
6102	101053	M	Korta ben
6103	101054	L	

Sanicare art nr	Best/OneMed art nr	Storlek	Ben
6202	210763	M	Långa ben
6203	210764	L	
6204	210765	XL	

sanicare