



Hållare till krycka eller käpp

En smidig hållare som fungerar både till kryckor och käppar enkel att montera och använda.

Ett hjälpmedel som underlättar när man skall sätta ifrån sig gånghjälpmedlet och samtidigt undvika att det ramlar i golvet.

Passar till käppar med diameter 18-26 mm. Ingrid är försedd med en praktisk reflex.

Hållaren placeras smidigt runt kryckans/käppens rör.

Med käpphållarens krok kan käppen eller kryckan hängas över en kant, exempelvis en stolsrygg, ett dörrhandtag, sidan på en kundvagn eller kanten på en hatthylla.

Med den platta sidan av hållaren kan käppen eller kryckan placeras mot en plan yta, som till exempel ett bord eller en disk.

Ingrid käpphållare är tillverkad av det mycket hållbara materialet Santoprene, som tillsammans med fjädern av rostfritt stål gör att käpphållaren sitter säkert på käppen eller kryckan.

| | |
|---------------------------------|--|
| Benämning | Ingrid käpphållare |
| Sanicare art nr | 257467 |
| Antal produkter/förp. st | 1 |
| Max rördiameter, mm | 26 |
| Material | Santoprene |
| Rengöring | Milt rengöringsmedel och mjuk trasa |
| Kasseras | Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning |
| Förvaring | Rumstemperatur |
| Övriga information | Produkt innehåller inte latex eller pvc |



CE
Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

PopAB
Västermovägen 78
125 40 Älvsjö
Tel +49(0)5971-980460

EC REP
Sanicare Hjälpmedel AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



! OBS! Var noga med att käpphållaren är väl förankrat med underlaget.