

Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt i 3-5 timmar.

Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
Längd	30 cm	22,5 cm
Bredd	7,5/15 cm	6 cm
ISO/Praktisk kapacitet	143/48 ml	83/28 ml
Antal/transport fp	250 st	



art nr 3536



art nr 3537

Sanisoft Mini med vingar och Sanisoft Normal

För droppinkontinens. Skydden är särskilt utformade för att hålla dig torr och fräsch, samt extra mjuka och med snabb absorptionsförmåga. Sanisoft Normal är framtagen utan kanter och är speciellt lämpad för användare med känslig och irriterad hud. Sanisoft innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	3530 (Mini med vingar)	3531 (Normal)
Längd	22,5 cm	22,5 cm
Bredd	6-14,5 cm	6 cm
ISO/Praktisk kapacitet	99/33 ml	214/71 ml
Antal/transport fp	224 st	240 st



art 3530



art 3531

ID Light Mini

iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med aktiva superabsorbenter (ODS) förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	5121020201
Längd	22,7 cm
Bredd	9,2 cm
ISO/Praktisk kapacitet	211/71 ml
Antal/transport fp	224 st



iD for Men Level 2

För män med små urinläckage. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material för att minska risken för hudirritationer. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	5221040100
Längd	30 cm
Bredd	18-8 cm
ISO/Praktisk kapacitet	472/157 ml
Antal/transport fp	160 st



Sanifix Standard utan ben

Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet som håller skyddet på plats. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion vilket minskar/förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring midjan. Färgkodade.

Sanicare art nr	4645	4745
Storlek	XXXL	XXXXL
Midjemått	120-160 cm	140-170 cm
Lårvidd	75-90 cm	85-100 cm
Färgkod	Lila	Vit
Antal/fp	25 st	
Antal tvättar	Ca 25 tvättar (normal hushållstvätt)	
Material	87% Polyester, 13% Spandex	



Sanifix med absorberande gren

Sanifix med absorberande gren är en tvättbar absorberande flergångsbyxa av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.

Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptions-förmågan.

Sanifix med absorberande gren – för flickor

Sanicare art nr	6401	6402	6403	6405	6405
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år
Midjemått	45-55 cm	50-60 cm	55-66 cm	60-71 cm	71-81 cm
Abs.kap teoretisk/praktisk	200/67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Spärrskikt	Polyuretan				
Antal/fp	1 st				



Sanifix med absorberande gren – för pojkar

Sanicare art nr	6411	6412	6413	6414	6415
Storlek / ålder	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år
Midjemått	45-55 cm	50-60 cm	55-66 cm	60-71 cm	71-81 cm
Abs.kap teoretisk/praktisk	200/67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Spärrskikt	Polyuretan				
Antal/fp	1 st				



Sanicare Urinflaska för män

Urinflaska för män. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C och är graderad. Levereras med lock.

Sanicare art nr	2901
Volym	1000 ml
Antal/fp	1 st



Lakansskydd Eldner

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består av polyester som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	1169
Totalyta	85x190
Liggytan	85x90 cm
Liggyta material	80% bomull 20% polyester
Antal/fp	3 st



Absorba sittskydd i velour med vätskespär och med antihalkbeläggning

Snyggt sittskydd i blå kulör. Diskret och funktionellt sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Med antihalkbeläggning på baksidan

Sanicare art nr	1296AH
Totalyta	45x45 cm
Material sittytan	100% Polyestervelour
Material undersida	100% Polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Absorptionsskikt	65% Polyester, 35% Rayon



Sanicare Nattdräkt med öppning på axeln

Sanicare nattdräkt underlättar vården av dementa och inkontinenta patienter. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket ger ostörd nattsömn. Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar på axeln och försvårar för patienten att själv ta av sig inkontinensskyddet. Nattdräkten finns med korta eller långa ben och passar både män och kvinnor. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt).

Sanicare art nr, Korta ben	6099	6100	6101	6102	6103	6104	6105
Sanicare art nr, Långa ben	6199	6200	6201	6202	6203	6204	6205
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Dam	-	-	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
Herr	-	-	-	44/46	48/50	52/54	56/38
Antal/fp	1 st						



Art nr 6101



art nr 6201

sanicare 

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email sanicare@sanicare.se, Hemsida www.sanicare.se