

Upphandlat sortiment Värmland Kommun och Landsting 2016-05
One-Med art nr =beställningsnummer



Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avförings läckage. Ett effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.
 Färgkodning och produktnamn på releaseremsan

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
3537	kort	212486	22,5	6	83	250
3536	long	232039	30	7,5/15	143	250



Sanisoft

För droppinkontinens. Extra mjuk samt extra snabb absorptionsförmåga.
 Skyddet är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch. Extra mjuk för användare med känslig hud, utan kanter för att undvika hudirritation .
 Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
3531	Normal	232222	22,5	6	214	240
3532	Extra	232038	30	6	315	200



Sanisoft Mini

För droppinkontinens. Extra mjuk samt extra snabb absorptionsförmåga.
 Sanisoft är särskilt utformat för att hålla dig torr och fräsch
 Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
3542	Plus long utan vingar	210780	30	8-9,2	113	224

Upphandlat sortiment Värmland Kommun och Landsting 2016-05 One-Med art nr =beställningsnummer



ID Light Ultra Mini

iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer.

ID Light Ultra Mini har ett snyggt, fräscht tryckt blommönster. Produkten är dermatologiskt testad. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
5111010281	ID Light	1012368	19	7,5	112	336



ID Light Mini

iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd som har aktiva superabsorbenter (ODS) vilket förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilken minskar risken för hudirritationer.

ID Light Mini har ett snyggt, fräscht tryckt mönster. Produkten är dermatologiskt testad. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
5121020201	ID Light	1012369	22,7	9,2	216	240



iD Expert Light

iD Expert Light Normal är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med liggande barriärer för extra trygghet. Produkten har tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en bra yttorrhet som främjar god hudhälsa.

Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material för att minska risken för hudirritationer. Produkten är dermatologiskt testad. Skyddet har fixeringstejp som håller produkten på plats.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
5160030280	Normal		28	10	289	336
5160050280	Maxi	413161	40,5	15,5	675	168
5160040280	Extra	413160	35	12,5	456	280

Upphandlat sortiment Värmland Kommun och Landsting 2016-05 One-Med art nr =beställningsnummer

iD Expert Form



iD Expert Form är ett kroppsformat, anatomiskt skydd. Produkten har 2 delat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en bra ytorrhet som främjar god hudhälsa.

Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material för att minska risken för hudirritationer. Läckagebarriärer (stående) för extra trygghet. Namn och färgkodad baksida.

Produkten är latexfri och dermatologisk testad.

Sanicare art nr	Benämning	One-Med art nr	Längd, cm	Bredd, cm	Abs kapacitet, ml	Antal/ fp
5310155280	Normal	1029038	53	26/24	1098	112
5310255210	Normal Plus	1029039	64	33/31	1273	126
5310270210	Extra Plus	1029040	64	33/31	2253	126
5310275210	Super	1029041	64	33/31	2741	126



Sanifix Bas med ben – 25 pack

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fällade ben, extra elastisk för att hålla skyddet på plats. Färgkodad. Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans funktion. Klarar minst 50 tvättar, 60°C.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Sanicare art nr,	4010	4110	4210	4310	4410	4510
One-Med art nr	200915	200950	200951	200952	200953	200916
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Midjemått	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140

Upphandlat sortiment Värmland Kommun och Landsting 2016-05 One-Med art nr =beställningsnummer



Sanifix Bas utan ben – 5 pack

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med fällade benöppningar, extra elastisk för att hålla skyddet på plats. Färgkodad. Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storlek är viktig för byxans funktion. Klarar minst 50 tvättar, 60°C.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Sanicare art nr,	4120-5	4121-5	4122-5	4123-5	4124-5	4125-5
One-Med art nr	261211	261213	261214	261215	261216	261217
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Midjemått	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140



Sanifix Standard utan ben – 25 pack

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad. Klarar ca 25 tvättar, 60°C. Bra passform och god elasticitet. Noggrann utprovning av storlek är viktig för byxans funktion.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Sanicare art nr	4045	4145	4245	4345	4445	4545
One-Med art nr	261204	261205	261206	261207	261208	261209
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Midjemått	40-80	60-100	70-110	80-120	90-130	100-140



Sittskydd i velour med vätskespärr – med antihalkbeläggning

Snygga och diskreta sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Med antihalkbeläggning på baksidan. Tvättas ca 450 gånger

Mått, cm	45x60
Sanicare art nr	1293AH
Antal /fp	4
One-Med art nr	210782

Sanifix fixering för urinpåse-3 pack



Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan även fixeras på låret eller vaden. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. För fixering vid underbenet lämpar sig storlek S bäst. Klarar ca 25 tvättar, 60°C.

Storlek	S	M	L	XL
Sanicare art nr	9101	9102	9103	9104
One-Med art nr	496178	496163	496179	496164
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Benöppning	24-39	36-55	40-70	65-95



Sanicare urinflaska för kvinnor

Urinflaska för kvinnor. Volymen är 800 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C.

Volym	800ml
Sanicare art nr	2905
One-Med art nr	412883



Absorba Lakansskydd Herkules

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt. Lakansskyddet har bäddflikar för bättre fixering i sängen. Tvättas ca 450 gånger

Mått	85x180cm (80x85cm utan vingar)
Sanicare art nr	1222
Antal /fp	3
One-Med art nr	210756



Absorba Lakansskydd Oden

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och bekant. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt. Lakansskyddet har anti-halk på undersidan. Tvättas ca 450 gånger

Mått	70x85cm(utan vingar)
Sanicare art nr	1224
Antal /fp	3
One-Med art nr	261218



Absorba Lakansskydd Tor

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består huvudsakligen av bomull vilket känns behagligt och mycket starkt. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt. Lakansskyddet har anti-halk på undersidan. Tvättas ca 450 gånger

Mått	70x85cm(70x160cm utan vingar)
Sanicare art nr	1225
Antal /fp	3
One-Med art nr	261219