



Polstring till kryckor

Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen. Produkten placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett standardhandtag och med en dragkedja på en kryckkäpp med anatomiskt handtag.

Polstring finns i flera färger: svart, blå, röd och lila.

Montering:

Placera polstringen på handtaget så att kardborrebandet eller dragkedjan hamnar nedåt. Var noga med att hela kardborre-delen sluts tätt så att det inte blir några vassa kanter som skaver mot fingrarna.

Sanicare art nr	142sw	142bl	142ro	142au	142Asw	142Abl	142Aro	142Aau
Färg	Svart	Blå	Röd	Lila	Svart	Blå	Röd	Lila
Utförande	Standard				Anatomiskt			
Material	Neopren							
Regelbunden rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa							
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning							
Förvaring	Rumstemperatur							
Övriga information	Produkten innehåller inte latex eller pvc							

Art 142sw



Art 142Asw



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH
Kanalstrasse 79
DE-48432 Rheine
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB
Skrevägen 15
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318