



## Polstring till kryckor

Polstring är ett tillbehör till krycka med ett hårt handtag och som är till för att minska trycket i handen.

Produkten placeras enkelt över handtaget med hjälp av ett kardborreband på en kryckkäpp med ett standardhandtag.

### Montering:

Placera polstringen på handtaget så att kardborrebandet hamnar nedåt. Var noga med att hela kardborre-delen sluts tätt så att det inte blir några vassa kanter som skaver mot fingrarna.

Benämning	Polstring
Utförande	Standard
Sanicare art nr	142sw
Material	Neopren
Färg	Svart
Rengöring	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Förvaring	Rumstemperatur
Övriga information	Produkt innehåller inte latex eller pvc

Art 142sw



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skreavägen 15  
311 44 Falkenberg



Reg.-Nr.: MQ 0115318