

sanicare



Upphandlat sortiment för Landstinget i Kalmar län
Avtalsstart 2017-04-01

Produkterna beställs via Centralförrådets Kund- och förskrivarportal (CF)

Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Sanicare art nr	3536 (med vingar)	3537 (utan vingar)
CF Kalmar art nr	80373	80027
Längd	30 cm	22,5 cm
Bredd	7,5/15 cm	6 cm
ISO/Praktisk kapacitet	143/48 ml	83/28 ml
Antal/fp	250 st	



Sanisoft Normal och Sanisoft Extra

För droppinkontinens. Skydden är särskilt utformade för att hålla dig torr och fräsch, samt extra mjuka och med snabb absorptionsförmåga. Produkten är framtagen utan kanter speciellt lämpad för användare med känslig och irriterad hud. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt.

Sanicare art nr	3531 (Normal)	3532 (Extra)
CF Kalmar art nr	80010	80011
Längd	22,5 cm	30 ml
Bredd	6 cm	7,5 cm
ISO/Praktisk kapacitet	214/71 ml	315/105 ml
Antal/fp	240 st	200 st



Absorba Lakansskydd Eldner – med bäddflikar

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet består av polyester som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.

Sanicare art nr	1169
CF Kalmar art nr	80045
Totalyta	85x190
Liggyta	85x90 cm
Material liggyta	50% bomull, 50% polyester
Material bäddflikar	65% Polyester, 35% bomull
Antal/fp	3 st



Sanifix benfixering för urinpåse - 3 pack

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan även fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underbenet lämpar sig storlek S bäst. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. Klarar ca 25 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt).

Sanicare art nr	9101	9102	9103	9104
CF Kalmar art nr	80250	80163	80164	80165
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Storlek	S	M	L	XL
Antal/fp	3 st			



Sanifix med absorberande gren

Sanifix med absorberande gren är en tvättbar absorberande flergångsbyxa av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme
Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptions-förmågan.

Sanifix med absorberande gren – för flickor

Sanicare art nr	6403	6404
CF Kalmar art nr	80236	80237
Midjemått	55-66 cm	60-71 cm
Storlek	7-8 år	9-10 år
Abs.kap teoretisk/praktisk	200/67 ml	
Material	95% Bomull, 5% Spandex	
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester	
Antal/fp	1 st	



Sanifix med absorberandegren – för damer

Sanicare art nr	6421	6422	6423	6424	6425
CF Kalmar art nr	80785	80787	80788	80789	80790
Midjemått	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Abs.kap teoretisk/praktisk	200/67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Antal/fp	1 st				



Sanifix med absorberande gren – för herrar

Sanicare art nr	6541	6542	6543	6544	6545
CF Kalmar art nr	80793	80794	80795	80796	80797
Midjemått	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Abs.kap teoretisk/praktisk	200/67 ml				
Material	95% Bomull, 5% Spandex				
Absorptionsskikt	70% Viskos, 30% Polyester				
Antal/fp	1 st				



Obs! Vid tvätt av produkter med spärrskikt (flergångs) skall sköljmedel **ej användas**

Sanicare Urinflaska för män och hållare till urinflaska för män

Urinflaska i vit polyetenplast. Flaskan är graderad för att lätt kunna mäta volymen.

Hållare till Sanicare urinflaska 2901 som är praktisk att hänga upp på tex sängkanten eller i badrummet.

Sanicare art nr	2901	2902
CF Kalmar art nr	80074	80047
Volym	1000 ml	--
Antal/fp	1 st	1 st
Material	Polyeten	Metallram med plastbeläggning
Rengöring	Tål värmedesinfektion upp till 90°C	Torka av med desinfektionsmedel



sanicare

"Your daily life"



KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?
Besök vår hemsida: www.sanicare.se
Vad är avföringsinkontinens?
Besök www.avföringsinkontinens.se

**Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg,
Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email. sanicare@sanicare.se**