



## Doppsko med stålslag

Doppskon är tillverkad i naturgummi för ett bättre grepp och med en bredare diameter i botten för en större beröringsyta mot golvet och med ett skålat stålslag för att minska risken för att inlägget trycks ut ur doppskon vid fel/snedbelastning av krycka

**Monteringsanvisning:** Demontera den slitna doppskon, gör rent röret och applicera den nya doppskon. Stöt kryckan lätt mot golvet för att fixera doppskon mot rörets nedre kant.



<b>Benämning</b>	Doppsko 16mm
<b>Sanicare art nr</b>	716sw
<b>Färg</b>	Svart
<b>Storlek diameter, mm</b>	16
<b>Material</b>	Naturgummi
<b>Regelbunden rengöring</b>	Milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Kan autoklaveras 85°C, max 3 min
<b>Kasseras</b>	Sorteras efter lokal anvisning
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkt innehåller inte PVC



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Ossenberg GmbH  
Kanalstrasse 79  
DE-48432 Rheine  
Tel +49(0)5971-980460



Sanicare Hjälpmedel AB  
Skrevägen 15  
311 44 Falkenberg



**OBS!** Passar endast till kryckor/käppar som är 17mm i diameter Ø.  
Risk för sämre grepp och för halka vid vått och fuktigt underlag så som löv, grus, fuktiga golv etc!



Reg.-Nr.: MQ 0115318