

OneMeds art nr = öppenvården

Sanisoft Mini Kol

Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.

Sanicares art nr	3537 (utan vingar)	3536 (med vingar)
OneMeds art nr	212486	232039
Längd	22,5 cm	30 cm
Bredd	6 cm	7,5/15 cm
ISO/Praktisk kapacitet	83/28 ml	143/43 ml
Antal/fp	250 st	



iD for Men Level 2

Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Användarinstruktioner på tejprensan och på innerförpackningen. Produkten är latexfri och dermatologisk testad. Singelförpackad.

Sanicares art nr	5221040100
OneMeds art nr	413159
Längd	30,5 cm
Bredd	18,5/8,5 cm
ISO/Praktisk kapacitet	472/157 ml
Antal/fp	160 st



iD Expert Slip

Allt-i-ett skydd för medelstora till stora läckage. Inre sidobarriärer för att förhindra läckage. Extra ytskikt för extra torr yta mot kroppen. Superabsorbenter som motverkar dålig lukt samt förhindrar hudirritationer genom att Ph-värdet hålls på en stabil nivå. Andningsbar plast i sidorna och återförslutningsbar tejp/kardborre. Våt indikator på samtliga storlekar. Vita produkter med färgindikator för olika storlekar.

Sanicares art nr	5630075140	5630160140	5610255280	5610355280	5630460140
OneMeds art nr	1031995	1031996	1031997	1031998	1031999
Produkt namn	Super XS	Plus S	Normal M	Normal L	Plus XL
Beskrivning	Inko skydd allt-i-ett				
Midjemått	40-70 cm	50-90 cm	80-125 cm	115-155 cm	120-170 ml
Längd	62 cm	70 cm	80 cm	98 cm	98 cm
Bredd	41 cm	53 cm	68 cm	80 cm	85 cm
ISO/Praktisk kapacitet	1547/516 ml	2010/670 ml	1664/555 ml	1835/612 ml	2959/986 ml
Antal/fp	168 st	56 st	112 st	84 st	56 st



OneMeds art nr = öppenvården

Sanifix Standard utan ben - 5 pack

Byxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med extra elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodad. Klarar ca 25 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt). Bra passform och god elasticitet.

Noggrann utprovning av storlek är viktig för byxans funktion.

Sanicares art nr	4145-5	4245-5	4345-5	4445-5	4545-5
OneMeds art nr	295008	295009	295010	295011	295012
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön	Orange
Midjemått	60-100 cm	70-110 cm	80-120 cm	90-130 cm	100-140 cm
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Antal/fp	5 st				



Sanifix med absorberande gren – för herrar

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Sanifix absorberande byxor är ett fullgott inkontinensskydd vid droppinkontinens. Kapacitet upp till 200 ml. Bör tvättas innan användning. Färg vit. Storleken mäts runt midjan.

Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga.

Sanicares art nr	6541	6542	6543	6544	6545
OneMeds art nr	205836	205837	205838	205839	205841
Midjemått	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Antal/fp	1 st				



Sanifix med absorberande gren – för damer

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Sanifix absorberande byxor är ett fullgott inkontinensskydd vid droppinkontinens. Kapacitet upp till 200 ml. Bör tvättas innan användning. Färg vit. Storleken mäts runt midjan.

Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga.

Sanicares art nr	6421	6422	6423	6424	6425
OneMeds art nr	205829	205830	205831	205832	205833
Midjemått	81-88 cm	91-97 cm	102-107 cm	112-117 cm	122-132 cm
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Antal/fp	1 st				



OneMeds art nr = öppenvården

Sanifix med absorberande gren – för flickor

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Sanifix absorberande byxor är ett fullgott inkontinensskydd vid droppinkontinens. Kapacitet upp till 200 ml. Bör tvättas innan användning. Färg vit. Storleken mäts runt midjan. Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga.

Sanicares art nr	6402	6403	6404	6405
OneMeds art nr	212707	212708	212709	212710
Midjemått	50-60 cm	55-66 cm	60-71 cm	71-81 cm
Storlek	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år
Antal/fp	1 st			



Sanifix med absorberande gren – för pojkar

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Sanifix absorberande byxor är ett fullgott inkontinensskydd vid droppinkontinens. Kapacitet upp till 200 ml. Bör tvättas innan användning. Färg vit. Storleken mäts runt midjan. Klarar ca 200 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga.

Sanicares art nr	6412	6413	6414	6415
OneMeds art nr	212712	212713	212714	212715
Midjemått	50-60 cm	55-66 cm	60-71 cm	71-81 cm
Storlek	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11 år
Antal/fp	1 st			



Sanicare Urinflaska för män*

Urinflaska för män. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C och är graderad. Levereras med lock.

Sanicares art nr	2901
Volym	1000 ml
Antal/fp	1 st

*Förskrivningsbar inom slutenvården, ej förskrivningsbar inom öppenvården



Sanicare urinflaska för kvinnor*

Urinflaska för kvinnor. Volymen är 800 ml med gradering. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90°C.

Sanicares art nr	2905
Volym	800 ml
Antal/fp	1 st

* Förskrivningsbar inom slutenvården, ej förskrivningsbar inom öppenvården



OneMeds art nr = öppenvården

Sanifix benfixering för urinpåse - 3 pack

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan även fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underbenet lämpar sig storlek S bäst. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. Klarar ca 25 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt).

Sanicares art nr	9101	9102	9103	9104
OneMeds art nr	496178	496163	496179	496164
Färgkod	Gul	Blå	Brun	Grön
Benöppning	24-39 cm	36-55 cm	40-70 cm	65-95 cm
Storlek	S	M	L	XL
Antal/fp	3 ST			



Absorba sittskydd med vätskespärr

Snygga och diskreta sittskydd som förhindrar läckage på möblerna. Sittskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. 1296AH och 1293AH antihalkbeläggning på baksidan. 1296AH och 1293AH klarar ca 450 tvättar, 1295 klarar ca 200 tvättar 90°C (normal hushållstvätt). Bör tvättas innan användning.

Sanicares art nr	1296AH	1293AH	1295
OneMeds art nr	100754	210782	1032258
Färg	Blå		Ljus grön
Ytskikt	Borstad polyester		
Storlek	45x45 cm	45x60 cm	35x35 cm
Antal/fp	4 ST		

art nr 1293AH



art nr 1295



art nr 1296AH



Absorba Madrasskydd med vätskespärr - andningsbar och med resår

Absorbas tvättbara madrasskydd skyddar mot väta, fläckar och nedsmutsning. Vätskespärren är helt vattentät men andningsbar för en behaglig bäddmiljö. Membranet släpper ut kroppsvärme och fukt. Membranet förhindrar dessutom att damm och kvalster vandrar upp i sängkläderna. Klarar minst 100 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt).

Sanicares art nr	12092	12112	12122
OneMeds art nr	231576	232114	210508
Storlek	90x200 cm	105x200 cm	120x200 cm
Antal/fp	1 st		



OneMeds art nr = öppenvården

Absorba Lakansskydd Herkules

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material samt bäddflikar. Bäddflikar förstärker fixering runt madrassen. Lakansskydden är laminerade vilket gör de mycket starka och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är i vit lakansväv av polyester/bomull vilken känns behaglig och torr. Klarar c:a 450 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt). Bör tvättas innan användning.

Sanicares art nr	1222
OneMeds art nr	210756
Totalyta	80x190 cm
Liggytan	80x90 cm
Liggyta material	80% bomull, 20% polyester
Antal/fp	3 st



Absorba Lakansskydd Atlas med handtag

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har handtag för att underlätta vändning. Lakansskydden är laminerade vilket gör de mycket starka och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är i borstad polyester som gör att ytan känns torr även om den utsätts för väta. Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Klarar c:a 450 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt).

Sanicares art nr	1040
OneMeds art nr	100081
Storlek	85x90 cm
Liggyta material	Polyester
Handtag	Kraftig nylon
Antal/fp	3 st



Absorba Lakansskydd Loke med handtag

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet har handtag för att underlätta vändning. Lakansskydden är laminerade vilket gör de mycket starka och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är i borstad polyester som gör att ytan känns torr även om den utsätts för väta. Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Klarar c:a 450 tvättar, 90°C (normal hushållstvätt).

Sanicares art nr	10401
OneMeds art nr	210058
Storlek	85x180 cm
Liggyta material	Polyester
Handtag	Kraftig nylon
Antal/fp	3 st



Obs! Vid tvätt av produkter med spärrskikt (flergångs) skall sköljmedel **ej** användas.